



دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی

شرکت فناوران نانومقیاس

شرکت فناوران نانومقیاس یک شرکت علمی، تحقیقاتی و صنعتی می باشد که در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است. این شرکت در نظر دارد با استراتژی مناسب و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت عملیات مدونی را در زمینه های تحقیقات، تولید و کاربرد نانو الیاف و نانوذرات در راستای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه اجرا و مدیریت نماید. گام نخست این شرکت در جهت نیل به اهداف بلند مدت، تولید صنعتی و بومی سازی برخی محصولات مانند فیلترهای خودرو با تکنولوژی نانو الیاف می باشد.

سیاست شرکت جهت توسعه، در مرحله اول افزایش کمی و کیفی تولید و در مرحله دوم تنوع بخشیدن به محصولات می‌باشد. شرکت فناوران نانومقیاس با رویکردی کاملاً عملیاتی در حال عملیاتی نمودن تولید صنعتی فیلترهای روغن، سوخت و هوای موتور و کابین با بهره گیری از فناوری نانوفیرها برای انواع خودروها می‌باشد. با استفاده از یک لایه نانوفیری که بر روی فیلترهای معمولی کشیده می‌شود، این شرکت در نظر دارد ۱۰ مزیت و برتری عمدی در فیلتر نهایی را ایجاد کند.

۱. با توجه به ساختار و منافذ ریز در حد نانومتری لایه نانوفیری، ذرات گرد و غبار و معلق کمتر از میکرون

که در فیلترهای معمولی عبور می‌کنند در دام لایه نانوفیری خواهد افتاد.

۲. در مجموع حدود ۵۰ درصد کارآئی فیلتراسیون برای کل ذرات معلق زیر میکرون افزایش نشان خواهد

داد.

۳. بر عکس فیلترهای ساخته شده از فیبرهای میکرونی (معمولی) که مکانیسم تله افتادن ذرات گرد و غبار

عمقی بوده و در ذرات بیشتر در بین الیاف به دام می‌افتد، مکانیسم به دام افتادن ذرات در لایه نانوفیری

سطحی بوده و در نتیجه عمر فیلتر نهائی را تا ۲۰ درصد می‌تواند افزایش دهد.

۴. از آنجاییکه مکانیسم به دام افتادن ذرات گرد و غبار در لایه نانوفیری سطحی می‌باشد تمیز کردن فیلتر با

هوای ضربه آسان تر و موثرتر خواهد بود.

۵. افت فشار در فیلتر نهائی به عنوان یک عامل محدود کننده در افزایش کارآئی فیلتراسیون به دلیل کم بودن

فضای اشغال شده توسط خود نانوفیرها بسیار ناچیز بوده و بنابراین طول عمر فیلتر بیشتر خواهد بود.

۶. با استفاده از فیلترهای نانوئی در کابین خودرو، باکتریها و بسیاری از میکرووارگانیسمها که معمولاً اندازه

هایی در حد میکرون دارند در این لایه نانوفیری با منافذ زیر میکرون، به دام افتاده و فیلتر خواهد شد.

۷. با استفاده از فیلترهای نانوئی هوا و روغن در خودرو، مصرف سوخت کاهش و عمر موتور ماشین افزایش

خواهد یافت.

۸. هزینه نگه داری سالیانه خودرو کاهش خواهد یافت.

۹. آلودگی محیط زیست کاهش خواهد یافت.

۱۰. ضایعات صنعتی کاهش خواهد یافت.

دستگاه الکتروریس دارای قابلیت‌های ارتقا یافته در مقایسه با مشابه‌های خارجی برای تحقیقات آزمایشگاهی بر روی نانوالیاف پلیمری است. این دستگاه قابلیت کنترل همه پارامترها توسط پانل و صفحه نمایشگر دیجیتالی را دارد. این دستگاه همچنین دارای سیستم تامین کننده اختلاف ولتاژ قبل کنترل از صفر تا ۳۵ کیلو ولت با نمایشگر دیجیتالی ولتاژ، است. این دستگاه برخلاف سایر دستگاه‌های الکتروریسی، از اندازه و وزن کمتری برخودار است و امکان استقرار آن در آزمایشگاه به راحتی میسر است. با توجه به طول و قطر درام امکان جمع آوری نمدهای نانوفیری یکنواختی با ابعاد 30×25 مترمربع مهیا خواهد شد.

مشخصات

- انعطاف پذیری
- توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، ضخامت، آرایش یافتنگی و توانایی گره دارشدن می‌تواند کنترل شود.
- فرایند آسان و مقرن به صرفه است.
- بسیاری از انواع پلیمر‌ها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و زیست تخریب‌پذیر و/یا پلیمر/کامپوزیت توسط این دستگاه می‌تواند به نانوالیاف تبدیل شوند.
- نرم افزار مخصوص
- پارامترهای الکتروریسی می‌توانند به راحتی توسط کامپیوتر با استفاده از نرم افزار مخصوص کنترل شوند.
(سفارشی)
- برق ورودی دستگاه: ۲۲۰ ولت، تک فاز، ۵۰-۶۰ هرتز
- پمپ سرنگی
- ایستاده (جهت اشغال حداقل فضا در محفظه)
- تعداد سرنگ قابل نصب: حداقل ۲ سرنگ (سفارشی تا ۱۰ سرنگ)
- کنترل نرخ تزریق محلول پلیمری (۱۰ میکرولیتر تا ۱۰۰ میلی لیتر در ساعت)
- دو حالت تزریق: تزریق ممتد یا تزریق به میزان حجم تعیین شده
- تزریق یکنواخت: تزریق یکنواخت محلول با استفاده از درایور و موتور با دقت بالا

- تنظیم محل صفحه فشاردهنده سرنگک: امکان تنظیم سریع پدال با استفاده از دو کلید بالا و پایین آورنده
- مدل‌های جدید دستگاه الکتروریس دارای دفت تزریق ۴ میکرولیتر بر ساعت می‌باشند. در صورت نیاز دقت تزریق می‌تواند تا ۱ میکرولیتر در ساعت افزایش یابد. این دفت با توجه به اصلاح سیستم‌های مکانیکی، الکترونیکی و نرم افزاری حاصل شده است.

سیستم روبش نازلها

- کنترل سرعت روبش (حرکت رفت و برگشت) نازل (۰-۲۵۰۰ میلی متر در دقیقه)
- کنترل نقطه شروع و پایان روبش (۰-۳۰ سانتی متر)
- جمع کننده (کالکتور)
- درام چرخان با سرعت قابل کنترل سرعت چرخش
- کنترل فاصله الکتروریسی (۵-۲۰ سانتیمتر)
- سرعت چرخش: دور کم (تا ۲۰۰) و دور بالا (تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه)
- جنس: استیل یا آلومینیوم
- قطر: ۸ سانتی متر
- دارای ولتاژ منفی تا -۲۰ کیلوولت (سفارشی)
- منبع تامین اختلاف پتانسیل (ولتاژ بالا)
- دارای دستگاه تامین اختلاف پتانسیل ۳۵ کیلوولت
- نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت ۰/۱ کیلوولت
- نمایشگر دیجیتال جریان مصرفی با دقت ۱ میکروآمپر (سفارشی)

سیستم گرمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی (دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتی گراد)

تهویه

خروج حلال از محفظه توسط فن با امکان برنامه ریزی مدت کار کرد

سیستم کنترل و پانل

استفاده از نمایشگر بزرگ ۴ سطری به همراه ۲۰ سوئیچ باعث کنترل آسان سیستم و نمایش کلیه اطلاعات ضروری عملکرد دستگاه شده است.

تعییه کلیدهای عملیاتی در کنار ۴ سطر نمایشگر باعث عدم نیاز به منوهای تو در تو شده و بنابراین به راحتی با فشار خداکثر چند کلید، دستگاه تنظیم شده و شروع بکار خواهد کرد.

حافظه دائمی

آخرین تنظیمات در حافظه دائمی دستگاه ذخیره خواهد شد.

ایمنی

دارای ۳ سوئیچ جهت قطع ولتاژ هنگام باز شدن درب های دستگاه

سایر

محفظه

فنزی با ۳ درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخش‌های دستگاه

ابعاد

حدود ۷۰*۷۰*۶۰ سانتی متر

وزن

حدود ۸۰ کیلو گرم

دستگاه صنعتی نانوالیاف

با استفاده از خط تولید صنعتی نانوالیاف شرکت فناوران نانومقیاس می‌توان نانوالیاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع را در مقیاس صنعتی تولید نمود. با استفاده از این خط تولید، پوشش انواع نانوالیاف روی سایز استریت‌های مختلف در مقیاس صنعتی امکان‌پذیر است. این دستگاه‌ها با ۲ مکانیسم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل ارائه می‌شوند که با توجه به مزایای آنها هر روش برای کاربری خاص می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. سیستم INFL برای تولید انواع نانوالیاف به طور وسیع کاربرد دارد. بسته به تعداد واحدهای الکتروریسی میزان تولید نانوالیاف با پوشش حدود ۰,۴ گرم در متر مربع برابر ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع در ساعت خواهد بود.



خط صنعتی تولید نانوالیاف

قابلیت‌ها و مشخصات

- انعطاف پذیری
- مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله یکنواختی، ابعاد، ضخامت و میزان پوشش قابل کنترل می‌باشد.
- فرایند آسان و مقرن به صرفه است.
- انواع پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و زیست تخریب پذیر و/یا پلیمر/کامپوزیت می‌تواند توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل شوند.
- کاربری آسان

- پارامترهای الکتروریسی می توانند به راحتی توسط پانل کنترل شوند.
- برق ورودی دستگاه
- 220 ولت، تک فاز، ۵۰-۶۰ هرتز
- 220 ولت، سه فاز، ۵۰-۶۰ هرتز (در صورت نیاز مشتری)
- جریان مصرفی دستگاه
- سیستم گرم کن محفظه: حداکثر ۲۰ آمپر
- خشک کن: حداکثر ۱۵ آمپر
- کنترل، جمع کن و منبع ولتاژ بالا: حداکثر ۱۵ آمپر

واحد الکتروریسی

- از ۴ تا ۱۲ واحد (بسته به نوع سفارش)
- میزان پوشش:
- از ۰/۰۴ تا ۲ گرم در متر مربع

ابعاد نانوالياف

- قابل کنترل از ۶۰ تا ۵۰۰ نانومتر
- درام رسنده (سیستم بدون نازل)
- درام از جنس استیل
- طول: از ۳۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر (بسته به نوع سفارش)
- قطر: ۶ سانتی متر
- سرعت چرخش: ۱-۱۰ دور در دقیقه

نازلهای رسنده (سیستم نازلی)

- نازلها از جنس استیل

- طول واحد الکتروریسی: از ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی متر (بسته به نوع سفارش)
- تعداد: از ۳۰ تا ۱۰۰ نازل در هر واحد الکتروریسی
- حداقل سرعت تزریق: ۱۰۰ میکرولیتر در ساعت
- حداکثر سرعت تزریق: ۲۰ میلی لیتر در ساعت
- جمع کننده (کالکتور)
- کنترل فاصله الکتروریسی (۵-۲۰ سانتی متر)
- جنس: استیل
- اندازه: با توجه به اندازه درام ریستنده متغیر است.

منبع تغذیه ولتاژ بالا

- دارای دستگاه تامین اختلاف پتانسیل ۶۰ کیلوولت مثبت
- دارای دستگاه تامین اختلاف پتانسیل ۵۰ کیلوولت منفی
- نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت ۰/۱ کیلوولت
- کنترل جریان مصرفی با دقت ۱ میکروآمپر (سفارشی)

سیستم گرمایش

- کنترل دمای محفظه (دمای محیط تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

تهویه

- خروج حلال از محفظه توسط هواکش با امکان برنامه ریزی مدت کار کرد
- سیستم کشش ساپسٹریت
- کشش ساپسٹریت با سرعت قابل کنترل تا ۱۵۰۰ متر در ساعت (بسته به نوع سفارش و تعداد درامها)
- امکان برگشت ساپسٹریت توسط موتور مجزا
- مناسب برای ساپسٹریت های انعطاف پذیر از قبیل کاغذ، پارچه، فیلتر، فویل و ...

سیستم کنترل و پانل

- سیستم PLC با امکان کنترل کلیه پارامترها
- رابط کاربری لمسی (HMI)
- کنترل مستقل نوع پلیمر مصرفی در هر واحد الکتروریسی
- اعمال ولتاژ مثبت و منفی به الکترودها و کالکتور بصورت مستقل
- نمایش رطوبت داخل محفظه
- قابلیت دیدن داخل محفظه توسط نمایشگر (سفارشی)
- سیستمهای کنترلی ولتاژ بالا
- سیستمهای کنترلی جریان مصرفی (سفارشی)
- دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه
- تهویه بخارات سمی حللهای آلی

ایمنی

- دارای سوئیچهای جهت قطع ولتاژ هنگام باز شدن درب‌های دستگاه
- هواکش جهت تهویه بخارات حلالها
- دارای کلید قطع اضطراری
- هواکش جهت تهویه بخارات حلالها
- استفاده از محدود کننده جریان منع ولتاژ بالا جهت حداقل شدن خطر برق گرفتگی
- سیستم تخلیه خودکار خازن‌های ذخیره ولتاژ بالا در چند ثانیه هنگام خاموش شدن دستگاه

سیستم خشک کن

- محفظه خشک کن ساپستریت با امکان کنترل دمای داخل
- محفظه

- فلزی با ۶ درب (۳ درب جلو و ۳ درب عقب) جهت دسترسی آسان به کلیه بخش‌های دستگاه

ابعاد

- طول: ۶ تا ۸ متر (بسته به نوع سفارش و تعداد واحدها)
- ارتفاع: ۱۷۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر (بسته به نوع سفارش)
- عرض: ۱ تا ۲ متر (بسته به نوع سفارش و عرض واحدها)

وزن

- از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم (بسته به نوع سفارش و تعداد واحدها)

سایر مزایا

- تولید سفارشی دستگاه طبق میزان و نوع ساپسربیت
- میزان کم پلیمر مصرفی
- امکان بازیابی حلال پلیمر (سفارشی)
- قابل استفاده برای پلیمرهای حلال در آب و حلال در مواد آلی
- امکان اتصال دستگاه به خط تولید (سفارشی)

تجهیزات جانبی


سیستم تهیه محلول (سفارشی)

انواع درام‌ها با ابعاد مختلف (سفارشی)

میز مخصوص انتقال وان‌ها (سفارشی)

دستگاه شستشوی وان‌ها (سفارشی)

تصاویر



شرکت فناوران نانومقیاس

+۹۸ ۲۱ ۶۶۹۰۷۵۳۱ تلفن:

+۹۸ ۲۱ ۶۶۹۱۵۴۴۹ فکس:

www.fnm.com وبسایت:

info@fnm.com ایمیل: